


série: Eco

descrição: Fluxómetro int. horiz 3-4 c/ tubo alavanca clinica

sanindusa[®]

código: 5194941

revisão: 03



Os produtos apresentados seguem especificações técnicas internas da SANINDUSA.

As dimensões são meramente indicativas.

Reservamos o direito de fazer alterações técnicas que permitam melhorar a funcionalidade dos nossos produtos, sem aviso prévio.

The presented products follow technical specifications from SANINDUSA.

The dimensions of the pieces are merely a reference.


We reserve the right to introduce technical improvements in our products without previous advice.

3	Tubo diam. 30
2	Tubo para fluxómetro de encastrar
1	Fluxómetro de encastrar 3/4"

Para o correcto funcionamento dos aparelhos nas sanitas na sua plenitude de descarga, deverá ser garantido:

- 1 - intervalo de pressões de trabalho entre os 2,5 bar a 4 bar;
- 2 - uma correcta rede de tubagens tendo por base os (i) consumos totais e (ii) simultaneidades no uso de aparelhos.

Dados Técnicos	
Tempo de Abertura	4 s.
Caudal [3bar] 3/4"	94 l/m
Pressão de Exercício	2 / 6 bar



O tubo de alimentação do fluxómetro tem de ser de diâmetro igual ou superior ao mesmo.

com uma pressão de exercício a 3 bar para uma alimentação de 3/4" - tubagem com diâmetro min de 26mm

com uma pressão de exercício a 3 bar para uma alimentação de 1" - tubagem com diâmetro min de 32mm.

Os produtos apresentados seguem especificações técnicas internas da SANINDUSA.
As dimensões são meramente indicativas.
Reservamos o direito de fazer alterações técnicas que permitam melhorar a funcionalidade dos nossos produtos, sem aviso prévio.

The presented products follow technical specifications from SANINDUSA.
The dimensions of the pieces are merely a reference.
We reserve the right to introduce technical improvements in our products without previous advice.